



Zero-Resistance™ Specialty Feeding System:

1. To assemble the **Internal Vent System**, connect the reservoir tube to the insert so that they fit snugly together.
2. Place **Internal Vent System** in the bottle.
3. Place the Infant-Paced Feeding Valve (blue one-way valve) into the backside of the nipple/teat.
4. Snap nipple/teat into the collar. Ensure nipple/teat and valve are seated securely within the collar.
5. Affix collar to bottle and turn until closed (do not over-tighten). **If warming the bottle, loosen the collar to prevent fluid loss/leakage.**
6. Do not warm the liquid beyond body temperature of 98.6°F (37°C).

NOTE: Dr. Brown's® nipple/teat with the Infant-Paced Feeding Valve (blue one-way valve) in place will fill with fluid as infant elevates tongue to the underside of the nipple/teat during feeding. No manual priming of the nipple/teat is necessary.

Système d'allaitement spécialisé Zero-Resistance™


1. Pour assembler l'**évent interne**, emboîtez le raccord sur le réservoir de façon à ce qu'ils s'adaptent parfaitement.
2. Insérez l'**évent assemblé** dans le biberon.
3. Placez la soupape d'allaitement bleue à débit unidirectionnel pour nourrisson dans l'envers de la tétine.
4. Emboîtez la tétine dans la bague de serrage. Assurez-vous que la tétine et la soupape reposent de façon sécuritaire dans la bague de serrage.
5. Posez la bague de serrage sur le biberon et tournez jusqu'à ce que le biberon soit bien fermé (évitiez de trop serrer). **Pour réchauffer le biberon, desserrez la bague de serrage pour éviter les fuites ou la perte de liquide.**
6. Ne faites pas chauffer le liquide à une température supérieure à celle du corps, soit 37 °C (98,6 °F).

REMARQUE: La tétine Dr. Brown's® avec la soupape d'allaitement bleue à débit unidirectionnel pour nourrisson se remplit de liquide lorsque le bébé élève la langue contre la partie inférieure de la tétine pendant le boire. Aucun amorçage manuel n'est nécessaire.

Sistema de Alimentación Especializado Zero-Resistance™:

1. Para montar **el Sistema de ventilación interna**, conecte el tubo del depósito al inserto de manera que se ajusten bien.
2. Coloque **el Sistema de ventilación interna** en el biberón.
3. Coloque la Válvula de alimentación adaptada al ritmo del bebé (válvula azul de una vía) en la parte posterior de la tetina.
4. Encaje la tetina en el cuello. Asegúrese de que la tetina y la válvula estén seguras dentro del cuello.
5. Coloque el cuello en el biberón y gire hasta que cierre (no lo apriete demasiado). **Si va a calentar el biberón, afloje el cuello para prevenir escapes de líquido.**
6. Caliente el líquido sin rebasar la temperatura corporal de 98.6°F (37°C).

NOTA: La tetina Dr. Brown's® con la Válvula de alimentación adaptada al ritmo del bebé (válvula azul de una vía) colocada, se llenará de líquido cuando el bebé eleve la lengua hasta la parte inferior de la tetina durante la alimentación. No es necesario el cebado manual de la tetina.



Dr. Brown's® Zero-Resistance™ Bottle Assembly:

1. To assemble the **Internal Vent System**, connect the reservoir tube to the insert so that they fit snugly together.
2. Place **Internal Vent System** in the bottle.
3. Snap nipple/teat into the collar. Ensure nipple/teat are seated securely within the collar.
4. Affix collar to bottle and turn until closed (do not over-tighten). **If warming the bottle, loosen the collar to prevent fluid loss/leakage.**
5. Do not warm the liquid beyond body temperature of 98.6°F (37°C).


NOTE: No air bubbles will be evident during sucking due to Dr. Brown's® Zero-Resistance™ Bottle System.



Ensemble de biberon Zero-Resistance™ de Dr. Brown's®:

1. Pour assembler l'**évent interne**, emboîtez le raccord sur le réservoir de façon à ce qu'ils s'adaptent parfaitement.
2. Insérez l'**évent assemblé** dans le biberon.
3. Emboîtez la tétine dans la bague de serrage. Assurez-vous que la tétine est insérée solidement dans la bague de serrage.
4. Posez la bague de serrage sur le biberon et tournez jusqu'à ce que le biberon soit bien fermé (évitiez de trop serrer). **Pour réchauffer le biberon, desserrez la bague de serrage pour éviter les fuites ou la perte de liquide.**
5. Ne faites pas chauffer le liquide à une température supérieure à celle du corps, soit 37 °C (98,6 °F).

REMARQUE: Grâce au système de biberon Zero-Resistance™ de Dr. Brown's®, aucune bulle d'air ne sera visible pendant la tétée.



Montaje del biberón Dr. Brown's® Zero-Resistance™:

1. Para montar **el Sistema de ventilación interna**, conecte el tubo del depósito al inserto de manera que se ajusten bien.
2. Coloque **el Sistema de ventilación interna** en el biberón.
3. Encaje la tetina en el cuello. Asegúrese de que la tetina esté segura dentro del cuello.
4. Coloque el cuello en el biberón y gire hasta que cierre (no lo apriete demasiado). **Si va a calentar el biberón, afloje el cuello para prevenir escapes de líquido.**
5. Caliente el líquido sin rebasar la temperatura corporal de 98.6°F (37°C).

NOTA: No se verán burbujas de aire durante la succión debido al Sistema de biberón Zero-Resistance™ Dr. Brown's®.

