




Specialty Feeding System Bottle Assembly

Assemblage du biberon du système d'allaitement spécialisé

Montaje del biberón del Sistema de alimentación especializado

Hospital/Clinical Use Only
Usage en milieu hospitalier seulement
Solo para usarse en hospitales



Specialty Feeding System includes the Infant-Paced Feeding Valve (blue one-way valve) creating a "compression" nipple.

1. Insert the nipple into the collar.
2. Insert the Infant-Paced Feeding Valve (blue one-way valve) into the assembled nipple and collar.
3. Make sure the nipple, collar, and valve are fully seated.
4. Assemble the Internal Vent System by placing the insert into the reservoir to snugly fit together.
5. Place the assembled Internal Vent System into the bottle.
6. Ensure the insert makes full contact with the top of the bottle.
7. Affix collar to bottle and turn until closed (do not over-tighten).

Note: With the Infant-Paced Feeding Valve (blue one-way valve) in place, the nipple will fill with fluid as infant elevates tongue to underside of the nipple during feeding. No manual priming of the nipple is necessary.

Le système d'alimentation spécial inclut la valve d'écoulement personnalisé (valve anti-retour bleue), formant une tétine « à compression ».

1. Insérez la tétine dans la bague.
2. Insérez la valve d'écoulement personnalisé (valve bleue unidirectionnelle) dans la tétine et la bague assemblée.
3. Assurez-vous que la tétine, la bague et la valve sont correctement et complètement emboîtées.
4. Assemblez le système de ventilation intégré en plaçant le raccord dans le réservoir afin qu'il soit bien serré.
5. Insérez le système de ventilation intégré assemblé dans le biberon.
6. Assurez-vous que le raccord est parfaitement en contact avec le haut du biberon.
7. Posez la bague de serrage sur la bouteille et tournez jusqu'à ce que le biberon soit bien fermé (évitiez de trop serrer).

Remarque : Une fois la valve d'écoulement personnalisé (valve bleue unidirectionnelle) en place, la tétine se remplit de liquide dès que le nourrisson soulève la langue sous la tétine pendant le boire. Aucun amorçage manuel de la bague n'est nécessaire.

El Sistema de alimentación especializado incluye la Válvula de alimentación adaptada al ritmo del bebé (válvula azul de una vía), que crea una tetina de "compresión".

1. Inserte la tetina en la rosca.
2. Coloque la válvula de alimentación adaptada al ritmo del bebé (válvula azul de una vía) en la tetina y la rosca armadas.
3. Asegúrese de que la tetina, la rosca y la válvula estén bien colocadas.
4. Arme el sistema de ventilación interna colocando el inserto en el depósito hasta que encaje perfectamente.
5. Coloque el sistema de ventilación interna armado en el biberón.
6. Asegúrese de que el inserto quede completamente en contacto con la parte superior del biberón.
7. Fije la rosca al biberón y gírela hasta que quede cerrada (no la apriete demasiado).

Nota: Con la válvula de alimentación adaptada al ritmo del bebé (válvula azul de una vía) colocada, la tetina se llenará de líquido cuando el bebé eleve la lengua hasta la parte inferior de la tetina durante la alimentación. No es necesario preparar manualmente la tetina.